

Électrodes textiles Saalio[®]

Mode d'emploi

- Électrode pour le visage Saalio[®] (Réf. 07-01-028-01)
- Électrode pour le front Saalio[®] (Réf. 07-01-028-04)
- Électrode pour la nuque Saalio[®] (Réf. 07-01-028-03)
- Électrode universelle Saalio[®] (Réf. 07-01-028-02)
- Paire d'électrodes corporelles Saalio[®] (Réf. 07-01-028-05)





Nous vous remercions d'accorder votre confiance aux appareils de thérapie Saalman[®]. Les électrodes textiles Saalio[®] doivent être combinées exclusivement avec les deux appareils Saalio suivants :

- Saalio[®] DE (mains & pieds) Réf. 07-01-000-01
- Saalio[®] AX (aisselles) Réf. 07-01-000-07

Vous trouverez des informations importantes sur l'exécution de la thérapie dans ce mode d'emploi ainsi que dans le mode d'emploi des appareils Saalio.

Veillez lire attentivement les deux modes d'emploi !

Sommaire

1 Contenu de la livraison.....	4
2 Produits combinables, accessoires et pièces de rechange	4
3 Consignes de sécurité.....	4
4 Explication des symboles.....	6
5 Emploi conforme à l'usage prévu	7
6 Mode d'action thérapeutique	7
7 But et indications	8
8 Contre-indications et effets secondaires	8
9 Mise en service	10
10 Montage de l'appareil	10
10.1 Électrode pour le visage, le front, la nuque et électrode universelle.....	11
10.2 Paire d'électrodes corporelles	14
11 Exécution de la thérapie.....	16
11.1 Réglages sur l'appareil	16
11.2 Exécution de la thérapie	18
11.3 Phases de la thérapie.....	18
12 Séchage et nettoyage	19
13 Transport et stockage.....	19
14 Résolution des problèmes avec le Saalio® helpdesk.....	19
15 Durée d'utilisation et de vie	20
16 Garantie	20
17 Indications d'élimination	20
18 Coordonnées du fabricant.....	20

1 Contenu de la livraison

Électrode pour le visage Saalio®	Réf. 07-01-028-01
Électrode pour le front Saalio®	Réf. 07-01-028-04
Électrode pour la nuque Saalio®	Réf. 07-01-028-03
Électrode universelle Saalio®	Réf. 07-01-028-02
Paire d'électrodes corporelles Saalio®	Réf. 07-01-028-05

2 Produits combinables, accessoires et pièces de rechange

Les électrodes textiles Saalio doivent être combinées et utilisées exclusivement avec l'appareil Saalio® DE ou l'appareil Saalio® AX.

(pas d'accessoires ni de pièces de rechange)

3 Consignes de sécurité



Les électrodes textiles doivent être combinées et utilisées seulement avec l'appareil Saalio DE ou l'appareil Saalio AX. La combinaison avec d'autres appareils ou d'autres électrodes peut mettre en danger l'utilisateur, voire entraîner sa mort et conduit à la perte immédiate de la garantie.



Avant le traitement, retirez les bijoux métalliques (bagues, montres, bracelets, etc.), sinon à ces endroits peuvent provoquer des brûlures électriques ou des marques de courant.



S'il existe des zones de peau ouvertes (plaies), celles-ci doivent être recouvertes de vaseline afin d'être isolées du flux électrique.



Les blessures de la peau peuvent cicatriser plus difficilement chez les patients immunodéprimés et âgés ainsi que chez les diabétiques, voire entraîner des infections lourdes de conséquences.



Après un rasage, ces zones cutanées ne doivent pas être traitées pendant au moins 24 heures afin de permettre la cicatrisation des blessures.



N'allumez ou n'éteignez l'appareil que lorsqu'**aucune** électrode n'est appliquée. Toutes les fonctions de sécurité de l'appareil ne sont garanties que lorsque l'appareil est en marche.



Pendant l'utilisation, des sensations désagréables de picotements ou de piqûres peuvent apparaître en fonction de l'intensité du courant.



Si l'intensité de courant sélectionnée est trop élevée, des sensations douloureuses peuvent également apparaître dans les zones traitées.



Le retrait des électrodes est possible à tout moment et sans danger. Dans de très rares cas, des décharges électriques désagréables peuvent se produire, mais elles sont absolument sans danger.



Pendant les premiers traitements, la transpiration peut s'intensifier, mais elle diminue spontanément après les traitements suivants.



La peau traitée peut présenter des signes de dessèchement, comme une desquamation ou de petites fissures cutanées. Dans ce cas, veuillez appliquer une crème relipidante **après** le traitement.



Immédiatement après le traitement, on observe parfois des rougeurs et, plus rarement, des vésicules dans la zone traitée. Ces phénomènes régressent complètement. La diminution du courant thérapeutique permet de réduire l'apparition de ces manifestations. Avant toute nouvelle application, il faut attendre la guérison complète des manifestations cutanées. En cas de réaction cutanée importante et inattendue, il convient de demander un avis médical.



Les électrodes ne doivent pas être modifiées.



Protéger l'appareil contre l'accès par des enfants, ne pas le laisser sans surveillance, risque d'étranglement et de blessures.



Avant de nettoyer l'appareil, débranchez tous les connecteurs et mettez l'appareil hors tension. Pour ce faire, utilisez un chiffon doux et humide et une solution de nettoyage douce.



Ne pliez pas trop les électrodes ou les câbles et ne les exposez pas à la chaleur ou à des produits chimiques. Si une électrode ou un câble est endommagé, faites effectuer la vérification par Saalman[®] ou procédez au remplacement du produit endommagé.



Ces électrodes sont fabriquées à partir d'un non-tissé en coton et sont soumises à une usure naturelle en cas d'utilisation fréquente. Cela peut nuire au bon fonctionnement et à la sécurité des électrodes. **Dans votre propre intérêt, remplacez donc les électrodes tous les 12 mois en cas d'utilisation normale.**

4 Explication des symboles

Symboles figurant dans le mode d'emploi et sur l'étiquette :



Attention :
Remarque importante !



Dispositif médical



Lire le mode
d'emploi !



Déclaration CE du
fabricant



N° d'article



N° du lot



Fabricant

5 Emploi conforme à l'usage prévu

Les électrodes sont conçues pour être utilisées dans des locaux fermés et doivent être utilisées uniquement dans un environnement sec. Les instructions de mise en service du point 9 s'appliquent également.

Au début de la thérapie, il convient d'effectuer le traitement quatre fois par semaine et au maximum une fois par jour pendant environ 15 minutes. Après environ 10 traitements, la sécrétion de sueur se normalise généralement. En raison du caractère réversible de la thérapie, un traitement à long terme (traitement d'entretien) est indiqué, au cours duquel le traitement est effectué une à deux fois par semaine pendant environ 15 à 20 minutes, selon l'intensité du tableau clinique. Pour le nettoyage et la désinfection de l'appareil, se référer aux indications du point 12.

Toute utilisation dépassant ce cadre est considérée comme « non conforme à l'usage prévu ». Le fabricant ne peut assumer aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels qui résultent ou peuvent résulter d'une utilisation en dehors de « l'usage prévu » et des recommandations thérapeutiques.

6 Mode d'action thérapeutique

L'efficacité de l'iontophorèse à l'eau du robinet a été prouvée dans de nombreuses études médicales, mais son mode d'action n'est pas encore clairement explicable scientifiquement. Les médecins partent du principe que les jonctions synaptiques des nerfs des glandes sudoripares sont irritées par le flux électrique, de telle sorte que les glandes sudoripares ne sont plus stimulées pour sécréter de la sueur. Autrement dit, les glandes sudoripares elles-mêmes ne sont pas influencées, mais uniquement la « conduction » nerveuse. **L'effet thérapeutique n'apparaît qu'après plusieurs traitements et est de nature réversible, de sorte que le traitement doit être répété régulièrement.**

L'intensité du courant thérapeutique doit être adaptée à la sensibilité personnelle et est limitée à des valeurs maximales, de sorte qu'aucun risque de sécurité ne peut survenir.

7 But et indications

Les électrodes textiles Saalio® sont destinées à être combinées avec le kit Saalio® DE (mains et pieds) ou avec le kit Saalio® AX (aisselles) et à permettre l'utilisation de l'appareil d'iontophorèse à l'eau du robinet sur d'autres parties du corps : visage, nuque, tronc.

L'iontophorèse à l'eau du robinet est utilisée pour le traitement de l'**hyperhidrose primaire**, qui consiste à faire passer un courant de traitement uniforme ou pulsé à travers les zones corporelles concernées. Cet afflux de courant est assuré par un bain d'eau ou par des électrodes textiles ou des poches spongieuses préalablement trempées et entraîne une réduction temporaire de la sécrétion de sueur au niveau des régions cutanées se trouvant dans l'eau de traitement.

Le traitement s'applique aux personnes qui, indépendamment de leur sexe, souffrent d'une transpiration excessive et pathologique à des endroits définis du corps. Les personnes doivent être capables de percevoir des douleurs induites par le courant et de décider de manière autonome de l'intensité du traitement et de l'interruption de celui-ci. En outre, les contre-indications doivent être respectées.

L'appareil peut être utilisé par des non-spécialistes et ne nécessite pas d'instruction spécifique. Ne commencez le traitement qu'après avoir lu attentivement et compris l'ensemble du mode d'emploi. En cas de doute, contactez le fabricant ou le médecin traitant.

8 Contre-indications et effets secondaires



L'iontophorèse avec les électrodes textiles ne doit **en aucun cas** être utilisée par les personnes suivantes ou dans les cas suivants :

- utilisateurs/trices de stimulateurs cardiaques
- utilisateurs/trices d'un défibrillateur cardiaque automatique implanté (DCI)
- grossesse et allaitement
- dispositifs intra-utérins (stérilets) contenant du métal, pertinent uniquement pour le traitement des pieds

- implants métalliques et autres objets conducteurs dans ou sur le corps, qui se trouvent dans le flux de courant entre les deux électrodes (en font notamment partie les implants dentaires, les inlays, les appareils dentaires et les piercings)
- peau pathologiquement modifiée ou défauts cutanés (plaies) qui ne peuvent pas être recouverts de vaseline
- utilisateurs/trices souffrant de troubles du rythme cardiaque
- utilisateurs/trices souffrant de maladies neurologiques (p. ex. épilepsie ou sensibilité réduite)
- utilisateurs/trices souffrant de maladies malignes dans le domaine d'application
- utilisateurs/trices souffrant d'inflammations locales graves ou de thrombose (caillots sanguins).
- utilisateurs/trices souffrant de troubles circulatoires importants
- enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans



Les effets secondaires suivants peuvent survenir :

- picotements et brûlures pendant la thérapie dus à des intensités de courant trop élevées ou à des lésions cutanées
- chocs électriques légers mais sans danger en cas d'interruption de la thérapie
- peau sèche ou démangeaisons après le traitement
- brèves rougeurs de la peau après le traitement, entre autres en raison d'une stimulation de la circulation sanguine par l'iontophorèse ou par des densités de courant plus élevées le long de la ligne d'eau
- formation réversible de vésicules
- brûlures par le courant ou marques de courant dues à des intensités de courant ponctuelles élevées (par ex. contact direct de la peau avec l'électrode)
- goût métallique dans la bouche (lors de l'utilisation de l'électrode du visage ou du front), évité par le changement de polarité.

Des affections cutanées parallèles ou l'utilisation simultanée d'antisudorifiques peuvent favoriser l'apparition d'effets secondaires.

9 Mise en service

Les électrodes textiles doivent être en parfait état afin de garantir leur utilisation en toute sécurité. Avant chaque mise en service, il faut vérifier que l'appareil ne présente pas de dommages ; un appareil défectueux ne doit pas être utilisé. Les indications figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectées. Une fois la thérapie terminée, l'appareil doit être mis hors tension.

10 Montage de l'appareil

L'appareil Saalio ne peut être utilisé qu'avec une électrode et une contre-électrode. Pour une utilisation sûre, seules les configurations d'électrodes suivantes sont autorisées.

Partie du corps	Électrode	Contre-électrode
Visage	Électrode pour le visage	Kit bacs pour mains ou pieds
Front	Électrode pour le front	Kit bacs pour mains ou pieds
Nuque	Électrode pour la nuque	Kit bacs pour mains ou pieds
Autres parties du corps	Électrode universelle	Électrode universelle ou un kit bacs pour mains ou pieds
Tronc	Électrode corporelle (comprend les deux électrodes en tant que paire)	

Kit bacs comme contre-électrode



10.1 Électrode pour le visage, le front, la nuque et électrode universelle

Alors que l'électrode textile (électrode visage, front, nuque ou universelle) constitue la première surface de contact électrique avec l'appareil, les mains ou les pieds (bac) sont nécessaires comme deuxième surface de contact pour que le courant puisse circuler à travers le corps. Cette configuration est en principe similaire à l'utilisation du traitement combiné mains / pieds. Procédez au montage de l'appareil dans l'ordre suivant :

1. Mettez en marche l'unité de commande après avoir branché le bloc d'alimentation.
2. Préparez un bac pour le traitement des mains ou des pieds conformément au mode d'emploi des kits Saalio®. Ce bac sert de contre-électrode à l'électrode textile. Raccordez l'électrode à l'unité de commande.
3. Remplissez aussi l'autre bac avec de l'eau du robinet. Placez ensuite l'électrode en textile dans ce bac afin qu'elle puisse s'imprégner d'eau jusqu'à saturation. L'électrode textile doit aussi être raccordée maintenant à l'unité de commande.



Conseil :

Utilisez de l'eau du robinet chaude. C'est nettement plus agréable sur la peau.

4. Contre-électrode
 - 4.1 Si vous souhaitez utiliser les deux mains ou bien une seule main comme contre-électrode, placez le bac sur une table devant votre corps.
 - 4.2 Si vous souhaitez utiliser vos pieds comme contre-électrode, placez le bac préparé (avec l'électrode du bac et l'insert mousse) sur le sol devant vous. Prenez maintenant le deuxième bac dans lequel vous allez tremper d'eau l'électrode textile et posez-le sur la table devant votre corps.
5. Couvrez les parties du corps avoisinantes avec une serviette afin de recueillir l'eau qui pourrait s'échapper.
6. Retirez maintenant l'électrode textile de l'eau, essorez-la juste assez pour qu'il n'y ait presque plus d'eau qui s'écoule de l'électrode textile et appliquez maintenant l'électrode textile.
7. Les électrodes textiles peuvent être fixées à l'aide des sangles (si existantes). Ne tendez les sangles que dans la mesure nécessaire pour que le tissu éponge retienne le plus d'eau possible et pour obtenir une densité de courant aussi régulière que possible. Pour cela, l'électrode textile doit être appliquée le plus uniformément possible, en particulier dans les zones où vous respirez le plus.

Si certaines zones de l'électrode textile n'adhèrent pas complètement au départ (par exemple le contour du nez pour l'électrode visage), il est possible d'appuyer dessus avec la main pendant un certain temps. Si l'électrode est suffisamment mouillée et si les écarts géométriques ne sont pas trop importants, le tissu éponge reste généralement collé au contour du corps.



Conseils :

- Utilisez les pieds comme contre-électrode. Vous aurez ainsi les deux mains libres pour modifier l'intensité du courant, corriger le positionnement de l'électrode textile ou appuyer initialement sur certaines zones.
- Utilisez un miroir pour contrôler et optimiser le positionnement de l'électrode textile. Ou demandez à une deuxième personne de vous aider.
- Commencez la thérapie très rapidement après avoir mis en place l'électrode textile mouillée. Plus l'électrode est mouillée, meilleure est sa conductivité et donc la répartition du courant sur la peau.

10.2 Paire d'électrodes corporelles

Les deux électrodes corporelles reliées par une sangle permettent de faire entrer ou sortir le courant dans le corps. Une contre-électrode supplémentaire n'est pas nécessaire. Procédez au montage de l'appareil dans l'ordre suivant :

1. Mettez en marche l'unité de commande après avoir branché le bloc d'alimentation. Réglez les paramètres thérapeutiques souhaités sur l'appareil. Appuyez au moins une fois sur la touche Set pour que la thérapie puisse démarrer automatiquement.
2. Raccordez les deux câbles d'électrodes à l'unité de commande.
3. Trempez les deux électrodes universelles afin qu'elles puissent s'imprégner d'eau jusqu'à saturation.
4. Placez maintenant les deux électrodes corporelles sur le corps et fixez-les avec les sangles flexibles. Réduisez la longueur des sangles juste assez pour que les électrodes ne glissent pas. (Des sangles trop tendues peuvent entraîner un apport de courant non homogène.)
5. Connectez maintenant les deux électrodes universelles aux câbles d'électrodes. Dès que la deuxième électrode est connectée, le circuit électrique est fermé et la thérapie commence automatiquement.

Conseils :

- Utilisez de l'eau du robinet chaude. C'est nettement plus agréable sur la peau.
- Les électrodes doivent être appliquées le plus uniformément possible afin de permettre un apport homogène du courant sur une grande surface. Les électrodes humides et lourdes se posent de préférence en position horizontale sur la peau. Pendant la thérapie, prenez une position couchée, de sorte que les électrodes se trouvent en haut. En complément, les électrodes peuvent également être fixées à l'aide d'un film alimentaire. Celui-ci assure un contact régulier avec la peau et empêche l'électrode de se dessécher pendant l'utilisation.
- Commencez la thérapie très rapidement après avoir mis en place l'électrode textile mouillée. Plus l'électrode est mouillée, meilleure est sa conductivité et donc la répartition du courant sur la peau.
- Couvrez les parties du corps avoisinantes avec une serviette afin de recueillir l'eau qui pourrait s'échapper.



11 Exécution de la thérapie

Le traitement à l'aide d'une électrode textile est en principe similaire à celle des mains, des pieds et des aisselles. Étant donné que la partie du corps ou la peau concernée peut réagir de manière plus sensible au courant, il convient de prendre des précautions et de suivre des recommandations particulières, surtout au début de la thérapie.

En cas de rasage des aisselles, celui-ci doit avoir eu lieu au moins 24 heures auparavant. Les antisudorifiques ne doivent pas être utilisés en parallèle. La dernière application doit remonter à au moins 5 jours.

Retirez tous les produits cosmétiques et les produits de soins gras avant d'effectuer le traitement. Il est préférable de laver les zones concernées avec du savon normal et de l'eau avant le traitement, afin d'éliminer la graisse et le sébum présents sur la peau. De faibles films gras peuvent entraîner localement des résistances de contact nettement plus élevées, de sorte que le flux de courant est nettement entravé dans ces zones. N'utilisez pas de savon-crème.

11.1 Réglages sur l'appareil

Durée de thérapie [min:sec]

Lors de la première séance de thérapie, commencez par 2 minutes afin de pouvoir détecter à temps d'éventuelles réactions cutanées indésirables. Retirez l'électrode textile à cet effet. Une rougeur de la peau est normale en raison de l'amélioration de l'irrigation sanguine, mais elle devrait disparaître en 1 à 2 heures de temps. Prolongez alors progressivement la durée de la thérapie de 5 minutes et contrôlez la peau à chaque fois. Si, après les 12 premières minutes (2 + 5 + 5 min), aucune autre modification de la peau n'apparaît en plus d'une rougeur normale, le temps de thérapie peut être augmenté à la durée maximale de 15 minutes lors de la prochaine séance de thérapie.



En cas de modifications cutanées, laissez celles-ci disparaître complètement avant de recommencer la thérapie avec une intensité de courant plus faible.

Courant thérapeutique [mA]

Lors de la toute première utilisation, réglez l'intensité du courant sur 1 mA avant d'appliquer l'électrode textile ruisselante et l'appareil démarre automatiquement après la fermeture du circuit électrique avec les mains ou les pieds. Augmentez ensuite progressivement l'intensité du courant pendant l'utilisation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de picotements désagréables ni même de douleurs.

La perception du courant varie considérablement d'une personne à l'autre et évolue généralement au cours de la thérapie (effet d'accoutumance). En règle générale, nous recommandons d'utiliser des intensités de courant supérieures à **10 mA pour le courant continu et à 15 mA pour le courant pulsé, seulement après une expérience thérapeutique correspondante (au moins 10 séances).**

Forme de courant [PS/GS]

En raison de sa meilleure efficacité, le courant continu est à privilégier, surtout au début de la thérapie. Dans la mesure où une sensation de douleur apparaît déjà avec de faibles intensités de courant (quelques mA) ou que la peau réagit de manière hypersensible, le courant pulsé doit alors être choisi dans tous les cas.

Dans le cadre d'un traitement d'entretien ultérieur, le courant pulsé peut également représenter une alternative judicieuse au courant continu.

Sens du courant [E1/E2]

Un changement de sens du courant comme lors du traitement parallèle de deux membres (mains, pieds, aisselles) n'est pas judicieux dans le cas d'un traitement textile. Il est recommandé de régler le sens du courant de manière à obtenir un effet plus important sur l'électrode textile que sur la contre-électrode. Pour cela, le réglage ou le raccordement de câble suivant est nécessaire :

E1 (électrode textile) >> E2 (mains ou pieds)

Le sens du courant peut également être modifié afin de varier la perception de courant ou, dans le cas des électrodes du visage et du front, de minimiser le goût métallique typique dans la bouche qui apparaît dès qu'un courant circule. L'expérience montre que le goût métallique ne dépend pas des amalgames dentaires ou similaires, mais principalement du sens du courant.

11.2 Exécution de la thérapie

Pour la réalisation de la thérapie, suivez les instructions du mode d'emploi de l'appareil Saalio® (également le chap. 11.2).

Remarque importante : Au début de la séance de thérapie, **mettez toujours d'abord en marche l'unité de commande** et ce n'est qu'ensuite que vous mettez en place l'électrode textile ou les mains ou les pieds dans le bac.

À la fin et pour l'interruption (pause) de la thérapie, retirez d'abord la ou les électrodes textiles ou les mains / pieds de le bac, puis débranchez les câbles des électrodes et, **pour finir, éteignez l'unité de commande.**

11.3 Phases de la thérapie

En complément de la phase initiale et de la phase d'entretien (voir le mode d'emploi des kits Saalio®), il convient, lors de l'utilisation des électrodes textiles, d'effectuer au préalable une troisième phase d'essai de courte durée afin de pouvoir identifier rapidement les effets secondaires et les risques non souhaités. Les premières applications doivent donc être effectuées avec des durées plus courtes (2, 5 et ensuite 10 minutes) et des courants plus faibles (2, 4 et 6 mA). Ce n'est qu'ensuite que vous augmenterez progressivement la durée de la thérapie et, le cas échéant, le courant thérapeutique dans le cadre de la phase dite initiale, afin de pouvoir obtenir l'effet thérapeutique souhaité.

Déterminez ensuite « votre courant » à l'endroit correspondant du corps (visage, front, nuque, etc.) qui, bien que perceptible, reste confortable et n'est pas ressenti comme désagréable.

Comme pour les autres parties du corps, la thérapie avec une électrode textile comprend une phase initiale et une phase d'entretien. La durée et la fréquence respectives sont indiquées dans le mode d'emploi de l'appareil Saalio®.

Conseil :

Il est préférable d'effectuer la thérapie en début de soirée. Premièrement, la peau peut se régénérer relativement longtemps après le rasage matinal. Deuxièmement, les rougeurs de la peau, qui apparaissent en raison de l'augmentation de la circulation sanguine et qui disparaissent relativement vite, sont mieux tolérées le soir.

12 Séchage et nettoyage

Après le traitement, placez l'électrode textile dans une serviette sèche et pressez les deux ensemble afin que la serviette puisse absorber l'humidité du masque. Évitez en tous les cas d'essorer vigoureusement l'électrode textile, car cela pourrait l'endommager.

Placez l'électrode textile (encore) mouillée dans un endroit chaud et sec pour qu'elle puisse sécher rapidement. Pendant la phase de séchage, l'électrode textile rétrécit et devient rigide. Ne déformez pas inutilement l'électrode textile sèche et rigide, car elle pourrait alors se déchirer. Dès que l'électrode textile entre à nouveau en contact avec l'eau, elle devient souple et flexible.

Les électrodes textiles doivent être lavées à la main ou en machine (utiliser un filet à linge) à 30°C. Ensuite, les électrodes textiles ne doivent en aucun cas être essorées, mais seulement suspendues à l'état humide pour sécher. En raison de la structure en tissu des électrodes textiles, le lavage ne doit être effectué qu'en cas de besoin afin de ne pas raccourcir inutilement la durée de vie des électrodes textiles.

13 Transport et stockage

Les électrodes textiles doivent toujours être stockées au sec. Dès que les électrodes textiles sont sèches, elles ne doivent plus être déformées, sinon elles risquent de se déchirer.

N'exposez pas les électrodes textiles à la lumière directe du soleil.

14 Résolution des problèmes avec le Saalio® helpdesk

En cas de problèmes d'utilisation ou pour toute autre question, le **Saalio® helpdesk** est à votre disposition. Cette application peut être ouverte à l'aide d'un code QR. Le code QR se trouve au dos du boîtier électronique.

L'application répond aux questions concernant :

- Efficacité
- Effets secondaires
- Contre-indications
- les parties du corps

- Appareil et technique

Le **Saalio® helpdesk** ne remplace pas ce mode d'emploi, mais le complète uniquement.

15 Durée d'utilisation et de vie

En raison de la structure en tissu, la durée de vie des électrodes textiles est fixée à 12 mois dans le cadre d'une utilisation normale.

16 Garantie

Les électrodes textiles Saalio® tout comme les poches spongieuses et les inserts en mousse, font partie des pièces d'usure et sont soumises à une garantie d'un an. Si des défauts de matériel ou de fabrication sont constatés avant la première utilisation, veuillez prendre contact avec nous en utilisant les coordonnées indiquées dans le mode d'emploi.

17 Indications d'élimination

Les électrodes textiles peuvent être éliminées avec les déchets ménagers.

18 Coordonnées du fabricant

Contactez le fabricant pour obtenir de l'aide lors de la mise en service, si nécessaire, lors de l'utilisation ou de la maintenance de l'appareil Saalio ou signaler un fonctionnement ou des incidents inattendus. Tout incident grave au produit, tel que défini par le Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi.



Saalmann medical GmbH & CO KG
Südbahnstraße 34
D-32547 Bad Oeynhausen
Mail info@saalmann-medical.de
Tél. +49 (0) 5731/25450-0
Fax. +49 (0) 5731 / 25450-11

Version FR R09 02.04.2026